



Con todas las características que exige un estilo de vida actual

El concentrador de oxígeno *Invacare Perfecto₂ V* de 5 litros es pequeño, silencioso y ligero. Además incorpora la tecnología del sensor de oxígeno **SensO₂**. El **Perfecto₂ V** es su concentrador de oxígeno domiciliario con la mejor relación calidad precio.

Trusted Solutions, Passionate People





Silencioso y ligero

Las técnicas innovadoras han reducido el compresor y el sonido a un nivel casi indetectable. Utilizando los últimos avances en tamices, el **Perfecto₂ V** es más ligero (18.2kg) pero mantiene la máxima pureza del oxígeno en todas las regulaciones de flujo (95.6%).

Rendimiento, seguridad y fiabilidad

Todos los rigurosos tests de seguridad de Invacare han sido incorporados en esta última evolución de nuestra línea de concentradores domiciliarios. El diseño y la estructura aseguran años de servicio fiable con las mínimas preocupaciones.

Características y accesorios



Mantenimiento fácil

El cambio de los filtros tanto externo como de admisión, se realizan por una puerta trasera.



Simple para el usuario

Todos los controles del aparato están en el panel frontal y son de fácil acceso para el usuario.



Compatible con Homefill

Simplifique la oxigenoterapia domiciliaria con **Homefill** - el sistema de llenado de cilindros pensado para los pacientes.

Flujómetro pediátrico

Accesorio para reducir el flujo desde 50 a 750cc. (Ref.: 1514913)



Bloqueo de Flujo

Bloquea el flujo para prevenir cualquier cambio imprevisto de flujo. (Ref. 1580295)

Datos técnicos

Perfecto₂ V	305 mm	380 mm	585 mm
			18.2 kg
Perfecto₂ V	230 V, 50 Hz (±10%)	320 W	<40dB> (A)
			87 - 96%
Perfecto₂ V	34.5 kPa ± 10%	0.5 - 5.0 LPM	Up to 2500m
			ISO8359, MDD

Sistema SensO₂

	O₂-Concentración Más alta de 85% - luz verde - Normal
	Entre 73% y 85% - luz amarilla - Compruebe el filtro y la flujo
	Más bajo de 73% - luz roja - Llame al servicio técnico

Invacare S.A.
C/ Areny s/n
Polígono Industrial de Celrà
17460 Celrà (Girona)
España
Tel. (34) 972 49 32 00
Fax: (34) 972 49 32 20
E-Mail: contactsp@invacare.com
www.invacare.es

© 2015 Invacare International Sàrl
Todos los derechos reservados.

Toda la información facilitada se supone correcta en el momento de la impresión. Invacare se reserva el derecho a modificar las especificaciones del producto sin previo aviso.

Perfecto₂ V - ES - 10/2015



Alarmas y Seguridad

Batería adicional para alarma de pérdida de energía ■ Fusible de reinicio ■ Monitorización de la pureza del oxígeno Sens O₂ ■ Compresor con válvula de salida de alta presión ■ Compresor con apagado por subida de temperatura ■ Alarmas de alta y baja presión interna ■ Códigos de autodiagnóstico con memoria para técnicos ■ Alarma por reducción de flujo.



1/ Cumple con la directiva RoHS (2011/65/EC) que restringe el uso de materiales peligrosos en la fabricación de varios tipos de equipos eléctricos y electrónicos

2/ Cumple con el Reglamento REACH que regula el registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y los preparados químicos.