

# Perfecto2 V



Todas las características que exige el estilo de vida actual.



Yes, you can.

El concentrador de oxígeno **Invacare Perfecto2V** de 5 litros es pequeño, silencioso y ligero. Además incorpora la tecnología del sensor de oxígeno **SensO2**. El **Perfecto2V** es su concentrador de oxígeno domiciliario con la mejor relación calidad precio.

## Silencioso y ligero

Las técnicas innovadoras han reducido el compresor y el sonido a un nivel casi indetectable. Utilizando los últimos avances en tamices, el **Perfecto2V** es más ligero (18.2kg) pero mantiene la máxima pureza del oxígeno en todas las regulaciones de flujo (95.6%).

## Rendimiento, seguridad y fiabilidad

Todos los rigurosos tests de seguridad de Invacare han sido incorporados en esta evolución de nuestra línea de concentradores domiciliarios. El diseño y la estructura aseguran años de servicio fiable con las mínimas preocupaciones.



### Compatible con Homefill

Simplifique la oxigenoterapia domiciliaria con **Homefill** - el sistema de llenado de cilindros pensado para los pacientes.

## Características y accesorios



### Mantenimiento fácil

El cambio de los filtros tanto externo como de admisión se realizan por una puerta trasera.



### Simple para el usuario

Todos los controles del aparato están en el panel frontal y son de fácil acceso para el usuario.



### Flujómetro pediátrico

Accesorio para reducir el flujo desde 50 a 750cc. (Ref.: 1522424-IRCPF16AW)

## Datos técnicos

Para obtener información más completa sobre este producto, incluido manual de usuario, consulte nuestra página web [www.invacare.es](http://www.invacare.es)

	Largo	Ancho	Altura	Peso	Carga	Consumo energético	Nivel sonoro	Pureza O <sub>2</sub>
<b>Perfecto<sub>2</sub>V</b>	 305 mm	 380 mm	 585 mm	 18.2 kg	 230 V, 50 Hz (±10%)	 320 W	 < 40dB(A)	 87 - 96%

	Presión de salida	Flujo salida	Altitud	ISO
<b>Perfecto<sub>2</sub>V</b>	 34.5 kPa ± 10%	 0.5 - 5.0 LPM	 6000ft (1828 m)	 ISO80601-2-69:2014

## Alarmas y seguridad

- Alarma de pérdida de energía sin batería
- Fusible de reinicio
- Monitorización de la pureza del oxígeno, SensO2
- Compresor con válvula de salida de alta presión
- Compresor con apagado por subida de temperatura
- Alarmas de alta y baja presión interna
- Códigos de autodiagnóstico con memoria para técnicos
- Alarma por descenso de flujo.

Tel: +34 972 49 32 14  
[contactsp@invacare.com](mailto:contactsp@invacare.com)  
[www.invacare.es](http://www.invacare.es)

Invacare S.A.  
 Avenida del Oeste nº50, 1ª 1ª  
 46001 Valencia  
 España

## Sistema Sens O<sub>2</sub>

O <sub>2</sub> -Concentración	
	más alta de 85% - luz verde -
<b>Normal</b>	
entre 73% y 85%	
	- luz amarilla -
<b>Verifique el filtro y el flujo</b>	
más bajo de 73%	
	- luz roja & alarma sonora -
<b>Llame al servicio técnico</b>	

## Intervalo Servicio

No requiere mantenimiento preventivo durante 3 años. Reemplace los filtros según se requiera.



Captura este código para ir a la web [oxygen-therapy.net](http://oxygen-therapy.net)



Yes, you can.