



AirFit™
F40

Dimensiones efectivas: 148 mm (Ancho) 105 mm (Altura)

Cómo usar el medidor de tamaño:

1. Asegúrese de que la plantilla esté impresa a escala
2. Corte a lo largo de la línea de puntos
3. Consulte el esquema en el modelo para determinar el tamaño apropiado de la almohadilla




Rx Only



ResMed Pty Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153
Australia

AirFit is a trademark and/or registered trademark of the ResMed family of companies. For patent and other intellectual property information, see [ResMed.com/jp](https://www.resmed.com/jp). For symbols glossary see [ResMed.com/symbols](https://www.resmed.com/symbols). See [ResMed.com](https://www.resmed.com) for other ResMed locations worldwide.
© 2024 ResMed. 1036419/1 2024-02



Control de tamaño de muestra

10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm 90 mm 100 mm 110 mm 120 mm 130 mm 140 mm 150 mm 160 mm 170 mm

La regla es para fines de redimensionamiento