



PARI BOY® Pro

4 Años de garantía

Ficha técnica

Sistema de inhalación eficiente para el tratamiento de enfermedades graves y crónicas de las vías respiratorias bajas.



PIF Control
Sistema patentado

Datos técnicos:

Corriente alterna: 220–240V, 50Hz, **Presión:** 1,6bar, **Peso:** 1,7kg, **Dimensiones de la carcasa:** 18,5x13x15cm (L xAlxA), **Volumen de llenado:** mín. 2ml, máx. 8ml, **Volumen de ruido:** 54db(A)

PARI BOY Pro incluye lo siguiente:

- Nebulizador PARI LC SPRINT con PIF Control
- Adaptador de tobera azul para niños a partir de 4 años y para adultos
- Adaptador de tobera rojo para obtener partículas finas
- Interruptor LC para una nebulización intermitente opcional
- Boquilla con sistema de válvula
- Tubo flexible
- Con los correspondientes accesorios aptos para todos los grupos de edad



PARI PIF Control – Sistema patentado:

Los nebulizadores PARI están equipados con el PIF Control System. El PIF Control System es un sistema de respuesta sensorial a la respiración para el paciente que limita automáticamente el flujo de aire inhalado (PIF = Peak Inspiratory Flow). Si el paciente inspira con demasiada rapidez la válvula disminuye el tamaño de la apertura de la cámara del nebulizador. El paciente lo percibe como una resistencia; es una señal de advertencia para que inspire más despacio el resto de la sesión. De ese modo el PIF Control System enseña al paciente a inspirar de forma lenta y controlada para lograr un depósito pulmonar eficaz del fármaco.







Características del aerosol

Adaptador de tobera	Total Output Rate en mg/min	MMD en µm	Fracción de masa <5µm
Flujo inspiratorio en niños (12 l/min)			
Rojo	296 mg/min	2,2 µm	86 %
Flujo inspiratorio en adultos (20l/min)			
Azul	600 mg/min	3,5 µm	67 %
Rojo	450 mg/min	2,2 µm	89 %

Medición con el sistema Mastersizer X de Malvern a 23 °C y con una humedad relativa del aire del 50 %. Sustancia nebulizada: 0,9 % NaCl (5 ml).

Los nebulizadores están disponibles con distintos adaptadores de tobera que permiten adaptar el tamaño de las partículas a la edad del paciente o a la indicación.

- Cada adaptador de tobera produce un espectro de aerosol distinto
- El fármaco se dirige a la región deseada de las vías respiratorias
- Se puede utilizar por pacientes de un amplio abanico de edades y en una gran variedad de indicaciones
- La eficacia y la seguridad del nebulizador PARI LC SPRINT® ha sido investigada en 50 estudios científicos

Producto	Grupo objetivo/características	Indicaciones	Componentes	REF (n.º de artículo)
<p>PARI BOY Classic Year Pack</p> 	<p>El adaptador de tobera azul produce partículas que permiten un depósito eficaz del fármaco en la región central de los pulmones de niños más mayores (a partir de 4 años de edad) y de adultos</p> 	<p>Asma bronquial/ asma alérgica, bronquitis aguda y crónica, atelectasia o bronquiectasia, EPOC</p>	<p>Nebulizador PARI LC SPRINT® (adaptador de tobera azul) con PIF Control, tubo flexible 2 filtros de aire (uno de ellos para la versión de compresor anterior), boquilla</p>	<p>Europa occidental 023G3211 Idiomas del manual de instrucciones: de, fr, it, pt, es, nl, en Europa del Este 023G3216 Idiomas del manual de instrucciones: bg, cs, el, hr, hu, pl, ro, sk, sl, et, lt, lv</p>
<p>PARI BOY Junior Year Pack</p> 	<p>El adaptador de tobera amarillo produce partículas pequeñas para las pequeñas vías respiratorias de los lactantes y los niños. El adaptador de tobera rojo adicional produce las partículas más finas para las vías respiratorias más pequeñas.</p> 	<p>Asma bronquial/ asma alérgica, bronquitis aguda y crónica, atelectasia o bronquiectasia</p>	<p>Nebulizador PARI LC SPRINT® Junior (adaptador de tobera amarillo) con PIF Control, adaptador rojo adicional, tubo flexible, 2 filtros de aire (uno de ellos para la versión de compresor anterior), boquilla</p>	<p>Europa occidental 023G3311 Idiomas del manual de instrucciones: de, fr, it, pt, es, nl, en Europa del Este 023G3316 Idiomas del manual de instrucciones: bg, cs, el, hr, hu, pl, ro, sk, sl, et, lt, lv</p>
<p>PARI BOY Pro Year Pack</p> 	<p>El adaptador de tobera azul produce partículas que permiten un depósito eficaz del fármaco en la región central de los pulmones. El adaptador de tobera rojo adicional produce las partículas más finas para las zonas periféricas de los pulmones.</p> 	<p>Asma bronquial/ asma alérgica, bronquitis aguda y crónica, atelectasia o bronquiectasia, enfisema pulmonar, EPOC</p>	<p>Nebulizador PARI LC SPRINT® (adaptador de tobera azul) con PIF Control, adaptador rojo adicional, tubo flexible, 2 filtros de aire (uno de ellos para la versión de compresor anterior), boquilla</p>	<p>Europa occidental 023G3011 Idiomas del manual de instrucciones: de, fr, it, pt, es, nl, en Europa del Este 023G3016 Idiomas del manual de instrucciones: bg, cs, el, hr, hu, pl, ro, sk, sl, et, lt, lv</p>

Con los accesorios adecuados para una inhalación eficiente en todas las indicaciones y grupos de edad:

Producto	REF**
Mascarilla BABY incl. codo BABY talla 0 (para prematuros)	041G0700
Mascarilla BABY incl. codo BABY talla 1 (para edades de 0-1 año aprox.)	041G0701
Mascarilla BABY incl. codo BABY talla 2 (para edades de 1-3 años aprox.)	041G0702
Mascarilla BABY incl. codo BABY talla 3 (para edades a partir de 3 años)	041G0703
Mascarilla pediátrica soft "Spiggy"	041G0741*

Producto	REF**
Mascarilla soft para adultos	078G5000*
Tubo flexible largo	041B4587
Conjunto de filtro y válvula PARI	041G0500*
Elemento filtrante PARI paquete de 30	041B0522
Elemento filtrante PARI paquete de 100	041B0523
Elemento filtrante PARI paquete de 1000	041B0524
Sistema PARI PEP S	018G4000*
Interruptor PARI LC	022G1000

* incluye manual para países de Europa occidental: de, en, da, el, es, fi, fr, it, nl, no, pt, sv, tr
** (n.º de artículo)

